

けむりのでない

家庭用温熱治療器

ビワオンキュヘルパー

枇杷葉エキスもぐさ温圧灸



安全

簡単

爽快

ビワオンキュヘルパーは古来よりの枇杷葉療法をどなたにも安心してお使いいただけるようにした医療機器です。



シグマサイエンス株式会社

■製品仕様

医療機器認証番号	221AGBZX00033000	発熱体温度	[強]約62℃ [中]約59.5℃ [弱]約57℃
種別	機械器具78 家庭用電気治療器	安全装置	温度過昇防止装置 過電流保護装置 自動OFFタイマー装置
一般的名称	家庭用温熱治療器	寸法(単位mm)	①治療導子(本体) φ64×140×141 ②出力コード 約1.5m(小判形2芯) ③コントロール部 40×100×30 ④電源コード 約1.5m(小判形2芯)
医療機器分類	管理医療機器		
販売名	ピワオンキュヘルパー	タイマー動作時間	1時間±6分
電源	AC100V 50/60Hz	附属品	・治療導子 ・キャップ ・カセット ・連結ホルダー(別売品)
消費電力	温熱:8W		
使用環境温湿度	-5~+35℃ 20~85%RH	材質	治療導子・キャップ :ガラス繊維・66ナイロン カセット :ガラス繊維・66ナイロン (中身 もぐさ ピワエキス) 連結ホルダー :ABS コントロール部 :耐熱ABS
保管環境温湿度	-10~+40℃ 20~85%RH		
発熱部	セラミックヒーター(φ35)遠赤コート		

○温熱治療

・悪性腫瘍のある方 ・心臓に障害のある方 ・妊娠初期の不安定期または出産直後の方 ・体温38℃以上(有熱期)の方
例1. 急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期にある方

例2. 衰弱している方

・安静を必要とする方 ・脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患のある方 ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
・高血圧の方 ・不整脈のある方 ・睡眠時無呼吸症の方 ・喘息の方
・子供には使用させない。(保護者または専門の監視下で使用する場合はその限りではない。)

○温熱治療

・温度感覚喪失が認められる方 ・低温火傷をしたことのある方

※掲載商品の色調は印刷インキや撮影条件から実際の色と異なって見えることがあります。

※使用上のご注意は取扱説明書をよくお読みください。


※ご不明な点がございましたら担当の者にお問い合わせください。

※本仕様は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は2014年3月現在のものです。)

■ピワオンキュヘルパー



本体1台+EMカセット10ヶ入・ツボ本付
37,900円(税別)



EMカセット別売
30ヶ入 7,700円(税込)



本体2台+EMカセット10ヶ入・ツボ本付
78,650円(税込み)

発売元

シグマサイエンス株式会社

〒675-1371 兵庫県小野市黒川町85-6
TEL 0794-62-0360 FAX 0794-63-2032

製造販売元

テクノエレメント株式会社

静岡県浜松市東区小池町1532番地